

Fosfo-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 Rabbit Mab - O96013

Número do item: CM0000848

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 para aplicações de WB e ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e de rato. Específico para quinases da família PAK fosforiladas em pesquisas de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Fosfo-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10298/57144/56924
ID do Gene	10298/57144/56924
Imunogênio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S474 do PAK4 humano (O96013)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O96013(PAK4-Antígeno), Q9P286(PAK5), Q9NQU5(PAK6)
Peso da Proteína	64, 80, 75 kDa
Envio	Saco com gelo