

Pab De Coelho Contra Phospho-Pdgfr Alpha-Y849 Para Wb, Elisa - P16234

Número do item: CM0000735



introdução

O pAb de Coelho Phospho-PDGFR alpha-Y849 detecta PDGFRA humana fosforilada na tirosina 849. Validado para Western blot e ELISA, este anticorpo apoia a pesquisa sobre sinalização PDGF, proliferação celular e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-PDGFR alpha-Y849
Observações/Apelido	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y849
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5156
GeneID	5156
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y849 do PDGFRA humano (NP_006197.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16234
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Saco de gelo