

Fosfo-Pdha1-S293 Mab De Coelho - P08559

Número do item: CM0000421



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-PDHA1-S293 validado para WB, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Detecta a Ser293 fosforilada da PDHA1, uma subunidade mitocondrial do piruvato desidrogenase que liga a glicólise ao ciclo TCA, para pesquisa de doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PDHA1-S293 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Fosfo-PDHA1-S293
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5160
ID do Gene	5160
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08559
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco com gelo