


Fosfo-Pdk1/Pdpk1-S241 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - O15530

Número do item: CM0000865



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo tem como alvo o PDK1 (PDPK1) fosforilado na serina 241. Validado para WB e ELISA, detecta a proteína quinase 1 dependente de 3-fosfoinosítídeo humana, um regulador chave da quinase AGC na sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PDK1/PDPK1-S241 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Fosfo-PDK1/PDPK1-S241
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5170
ID do Gene	5170
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15530
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo