

Fosfo-Pdk1/Pdppk1-S241 Pab De Coelho - O15530

Número do item: CM0000918



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo detecta PDK1 fosforilada em Ser241 (PDPK1, 63 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de insulina, câncer e vias de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PDK1/PDPK1-S241 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Fosfo-PDK1/PDPK1-S241
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5170
ID do Gene	5170
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S241 de PDK1/PDPK1 humano (NP_002604.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15530
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco com gelo