


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15530

Número do item: CM0001899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à PDK1/PDPK1 na Ser241. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização da insulina, proliferação celular e vias de sobrevivência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Observações/Apelido	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5170
GeneID	5170
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor da S241 da PDK1/PDPK1 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15530
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo