

Pab De Coelho Phospho-Pea15-S104 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

Número do item: CM0001172



introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho Phospho-PEA15-S104 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta PEA15 humano e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Peso do alvo de ~15 kDa. Ideal para pesquisa de apoptose, transporte de glicose e sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PEA15-S104 Rabbit pAb
Observações/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8682
GeneID	8682
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S104 da PEA15 humana (NP_003759.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15121
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo