

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pea15-S104 Para Wb, Elisa - Q15121

Número do item: CM0000859



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-PEA15-S104 (15 kDa) validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Específico para o sítio fosforilado S104 da PEA-15, um regulador da apoptose e do transporte de glicose. Ideal para pesquisa em diabetes e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-PEA15-S104
Observações/Apelido	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Fosfo-PEA15-S104
Espécie	Humano
ID do Gene	8682
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S104 da PEA15 humana (NP_003759.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15121
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Em saco de gelo