

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Pfkfb2-S483 Para Wb, Elisa - O60825

Número do item: CM0001083



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para PFKFB2 fosforilado na Ser483. Validado para WB e ELISA em amostras humanas; ideal para estudar o metabolismo cardíaco da frutose-2,6-bisfosfato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-PFKFB2-S483                                               |
| Observações/Apelido | PFK-2/FBPase-2; Phospho-PFKFB2-S483                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                |
| ID do Gene (Humano) | 5208                                                                                                  |
| ID do Gene          | 5208                                                                                                  |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S483 do PFKFB2 humano (NP_006203.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                               |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                |
| SWISS               | O60825                                                                                                |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                          |