

Anticorpo Policlonar De Coelho Phospho-Pi3Kp85A/P55γ/P85B-Y467/Y464/Y199 Para Wb - P27986 / O00459 / Q92569

Número do item: CM0001669



introdução

Anticorpo policlonar de coelho fosfo-específico direcionado às subunidades regulatórias PI3K p85α, p55γ, p85β (fosforilado Y467/Y464/Y199). Validado para WB em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sinalização PI3K, câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 pAb de Coelho
Observações/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos em torno de Y467 de PIK3R1/2/3 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso da Proteína	42-54kDa/81-84kDa
Transporte	Bolsa de gelo