


Fosfo-Pka C-Alfa (Prkaca)-T197 Pab De Coelho - P17612

Número do item: CM0001951



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-T197 validado para WB e ELISA. Reconhece PRKACA humano, de camundongo e de rato fosforilada na Treonina 197. Adequado para estudos de sinalização de quinase e fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-T197 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-T197
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5566
GeneID	5566
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T197 da PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17612
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo