

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Pka Rii α (Prkar2A)-S99 Para Wb E Elisa - P13861

Número do item: CM0001208



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a PRKAR2A em Ser99. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cAMP e PKA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-PKA RII α (PRKAR2A)-S99
Observações/Apelido	PKR2; PRKAR2; Fosfo-PKA RII α (PRKAR2A)-S99
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5576
GeneID	5576
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S99 do PRKAR2A/PKR2 humano (P13861).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P13861
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo