

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Para Wb, Elisa - P17252

Número do item: CM0001851



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-PKC alpha (S657/Y658) validado para WB e ELISA. Detecta PKC alpha humano fosforilado (77 kDa), uma quinase chave na proliferação celular, apoptose e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17252
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo