

Fosfo-Pkc Alfa-T410+Pkc Delta-T410 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P17252 / Q05655

Número do item: CM0000833



introdução

O mAb de Coelho Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410 detecta o T410 fosforilado do PKC alfa e PKC delta humanos. Validado para WB e ELISA, ideal para pesquisa de sinalização celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalfa; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578/5580
GeneID	5578/5580
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno do T410 do PRKCZ humano (NP_002735.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17252/Q05655
Peso Proteico	76kDa/77kDa
Envio	Saco de gelo