


Fosfo-Pkc Alfa-T638 Mab De Coelho - P17252

Número do item: CM0000945



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-PKC alfa-T638 para WB, ELISA. Detecta PKC alfa fosforilada em T638 em amostras humanas e de camundongo, ideal para pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKC alfa-T638 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalfa; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T638
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T638 da PKC alfa humana (P17252).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo