


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Pkc Delta-Y311 Para Wb, Elisa - Q05655

Número do item: CM0001898



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-PKC delta-Y311 validado para WB e ELISA. Reage com PKC delta humano e de camundongo. Ideal para estudar a fosforilação do PKC delta em Tyr311 em pesquisas sobre apoptose, ciclo celular e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PKC delta-Y311 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-Y311
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5580
GeneID	5580
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y311 do PKC delta de rato (NP_579841.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo