

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Pkc Mu (S916) Para Wb E Elisa - Q15139

Número do item: CM0001448

introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece PRKD1 (PKC mu) fosforilado na Ser916; adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com PRKD1 humano e de rato, permitindo pesquisa de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-PKC mu-S916
Observações/Apelido	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Fosfo-PKC mu-S916
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5587
GeneID	5587
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S912 da PKC mu humana (NP_002733.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Envio	Em saco de gelo