


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Para Wb, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Número do item: CM0001814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PKC fosforilada (pan) (β II Ser660). Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transdução de sinal, oncologia e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PKC (pan) (β II Ser660) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S660 da PKC humana (pan) β IIPRKCA (NP_002728.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso da Proteína	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Envio	Saco com gelo