

Pab De Coelho Phospho-Pkcalpha/Beta II-T638/641 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771

Número do item: CM0000518



introdução

O pAb de coelho Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 detecta PKC alfa e beta II fosforilada em humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, este anticorpo apoia pesquisas em sinalização celular, câncer e biologia cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Observações/Alíase	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5578/5579
GeneID	5578/5579
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T638 de PKCalpha/beta II PRKCA humano (NP_002728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252/P05771
Peso Proteico	76kDa/77kDa
Envio	Saco de gelo