


Pab De Coelho Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 - Q05655/Q04759

Número do item: CM0001496



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a PKCδ Ser643 e PKCθ Ser676, validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para o estudo da sinalização de PKCδ/θ na apoptose e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Observações/Alias	PRKCD/PRKCQ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5580/5588
GeneID	5580/5588
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S643 da proteína humana PKCδ/θPRKCD (NP_001341605.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q05655/Q04759
Peso da Proteína	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
Transporte	Saco de gelo