

Anti-Pkr/Eif2Ak2 Fosforilada (T446) Mab De Coelho - P19525

Número do item: CM0001643



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho dirigido ao T446 fosforilada de PKR/EIF2AK2 humana, adequado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas em imunidade inata, infecção viral e sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anti-PKR/EIF2AK2 fosforilada (T446) mAb de coelho
Observações/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5610
GeneID	5610
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor da T446 da PKR/EIF2AK2 humana (P19525)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P19525
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo