


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Plc Beta 3 (Plcb3)-S1105 Para Wb E Elisa - Q01970

Número do item: CM0001868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para PLC beta 3 fosforilada em Ser1105. Validado para WB e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de segundos mensageiros mediada por RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SMDCD; Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5331
ID do Gene	5331
Imunógeno	Pepetídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01970
Peso Proteico	139kDa
Envio	Saco de gelo