

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Plc Gama 1 (Plcg1)-S1248 Para Wb, Elisa - P19174

Número do item: CM0001576



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PLCG1 fosforilado (S1248), com reatividade cruzada humana e de camundongo. Validado para western blot e ELISA. Adequado para estudos de sinalização de receptores tirosina quinase, migração celular e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Phospho-PLC gama 1 (PLCG1)-S1248
Observações/Apelido	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S1248 da PLC gama 1 (PLCG1) humana (NP_877963.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Remessa	Em saco de gelo