


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Phospho-Plc Gama 1 (Plcg1)-S1248 - P19174

Número do item: CM0000753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta phospho-PLCG1 (S1248), validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar sinalização por fatores de crescimento, reorganização da actina e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho anti-Phospho-PLC gama 1 (PLCG1)-S1248
Observações/Apelido	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gama 1 (PLCG1)-S1248
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Transporte	Saco de Gelo