


Pab De Coelho Para Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Para Wb, Elisa - P19174

Número do item: CM0001231



introdução

O pAb de coelho Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 é um anticorpo fosfo-específico para Western blot e ELISA, direcionado ao Y783 fosforilado da PLCG1 humana. Tem reação cruzada com camundongo. Ideal para o estudo de sinalização por receptor tirosina quinase, reorganização de actina e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Rabbit pAb
Observações/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5335
GeneID	5335
Imunógeno	Pepídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y783 da PLC gamma 1 (PLCG1) humana (NP_877963.1?).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Transporte	Saco de gelo