


Fosfo-Plc Gama 2 (Plcg2)-Y1217 Pab De Coelho - P16885

Número do item: CM0001783



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para o Y1217 fosforilado do PLCG2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y1217 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gama-2; Fosfo-PLC gama 2 (PLCG2)-Y1217
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5336
GeneID	5336
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16885
Peso da Proteína	148kDa
Envio	Saco de gelo