


Fosfo-PLN-S16 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P26678

Número do item: CM0001651



introdução

Fosfo-PLN-S16 pAb de Coelho detecta especificamente a fosfolambana fosforilada na serina 16 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para WB e ELISA em pesquisas sobre regulação de cálcio cardíaco e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PLN-S16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLB; CMD1P; CMH18; Fosfo-PLN-S16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5350
GeneID	5350
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S16 de PLN humano (NP_002658.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26678
Peso da Proteína	6kDa
Envio	Saco com gelo