


Fosfo-PLN-T17 Pab De Coelho - P26678

Número do item: CM0001871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade para Fosfo-PLN-T17, para WB, IHC-P, ELISA. Detecta fosfolambana humana, de rato e de camundongo fosforilada em Thr17. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio cardíaco e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PLN-T17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLB; CMD1P; CMH18; Fosfo-PLN-T17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5350
GeneID	5350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T17 de PLN humano (NP_002658.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26678
Peso da Proteína	6kDa
Envio	Saco com gelo