


Phospho-Polr2A Ctd-S2 Rabbit Mab - P24928

Número do item: CM0001971



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para a Ser2 fosforilada do CTD de POLR2A. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA; reage com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-POLR2A CTD-S2 Rabbit mAb
Observações/Alíase	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hSRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5430
GeneID	5430
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo fosfoespecífico correspondente a resíduos ao redor da S2 da repetição CTD YSPTSPS de POLR2A humana)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa
Envio	Saco de gelo