


Pab De Coelho Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 - P24928

Número do item: CM0001491



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-POLR2A CTD (S2/S5) validado para WB e ELISA. Tem como alvo a fosforilação da repetição YSPTSPS do CTD de POLR2A humana em Ser2/Ser5. Ideal para pesquisa em transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
Observações/Apelidos	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5430
GeneID	5430
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosfo-específico correspondente a resíduos ao redor de S2/S5 da repetição YSPTSPS do CTD de POLR2A humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Transporte	Bolsa de gelo