


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24928

Número do item: CM0000436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosforilação contra POLR2A CTD Ser5, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a regulação da transcrição da RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-POLR2A CTD-S5
Observações/Apelido	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hSRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-S5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5430
ID do Gene	5430
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de S5 do CTD da POLR2A humana (P24928).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Envio	Em saco de gelo