


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Polr2A Ctd-T4 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P24928

Número do item: CM0000458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-POLR2A CTD-T4 de alta qualidade validado para WB, IP, ELISA, ChIP; detecta POLR2A humano, de rato e camundongo fosforilado no T4 das repetições do heptapéptido CTD. Ideal para estudos de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-POLR2A CTD-T4
Observações/Apelido	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-T4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5430
ID do Gene	5430
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor do T4 da repetição CTD YSPTSPS do POLR2A humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso da Proteína	217kDa
Envio	Saco de gelo