


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Pp2A Catalytic A (Y307) Para Wb, Elisa - P67775

Número do item: CM0001595



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para phospho-PP2A catalytic α (Tyr307) para Western blot e ELISA. Reconhece PPP2CA humano e de camundongo; peso molecular previsto 36 kDa. SWISS: P67775.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PP2A Catalytic α -Y307 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; Phospho-PP2A Catalytic α -Y307
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5515
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y307 da subunidade catalítica α de PP2A humana (P67775)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P67775
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo