


Pab De Coelho Para Phospho-Ppig-S376 Para Wb, Elisa - Q13427

Número do item: CM0000953



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a PPIG fosforilado em S376, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação de splicing e sinalização por fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para Phospho-PPIG-S376
Observações/Apelidos	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Phospho-PPIG-S376
Espécie	Humano
ID do Gene	9360
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S376 da PPIG humana (NP_004783.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13427
Peso Proteico	89kDa
Transporte	Bolsa de gelo