


Phospho-Ppp1Ca-T320 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Número do item: CM0001782



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra PPP1CA (fosforilado em T320). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar sinalização de PP1, divisão celular e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5499
GeneID	5499
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T320 de PPP1CA humano (NP_002699.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62136
Peso da Proteína	32kDa/37kDa/38kDa
Envio	Saco com gelo