


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Ppp1R12A-S668 Para Wb, Elisa - O14974

Número do item: CM0000885



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-PPP1R12A (MYPT1) S668 validado para WB e ELISA. Detecta PPP1R12A fosforilada na serina 668 em humano, rato e camundongo. Ideal para estudos de sinalização da fosfatase de miosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PPP1R12A-S668 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S668
Espécie	Humano
ID do Gene	4659
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14974
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Saco de gelo