


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696) Para Wb, Elisa - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

Número do item: CM0001338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para o Thr696 fosforilado das subunidades reguladoras da fosfatase de miosina humana PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa de sinalização celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de T696 de PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C humano (com base em PPP1R12A NP_002471.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
Envio	Saco com gelo