


Fosfo-Prkcq-S676 Pab De Coelho - Q04759

Número do item: CM0001811



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a PRKCQ (S676). Validado para detecção por WB e ELISA de PRKCQ humano fosforilado, uma quinase chave na sinalização de células T, inflamação e função plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PRKCQ-S676 pAb de coelho
Observações/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Fosfo-PRKCQ-S676
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5588
ID do Gene	5588
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a resíduos ao redor de S676 da PRKCQ humana (fosfo-específico)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04759
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo