


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Prkcq-T538 Para Wb, Elisa - Q04759

Número do item: CM0001688



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que detecta PRKCQ humana fosforilada em Thr538. Validado para WB e ELISA, este anticorpo tem como alvo a proteína quinase C theta, uma quinase chave na sinalização do receptor de células T, ativação de NF-kB e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Especificações Principais do Produto	
Nome do Produto	Phospho-PRKCQ-T538 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5588
ID do Gene	5588
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T538 de PRKCQ humana (NP_006248.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04759
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo