


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Prmt4/Carm1 (Ser228) Para Wb E Elisa - Q86X55

Número do item: CM0001277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece fosfo-CARM1 (Ser228) para WB e ELISA. Detecta CARM1 humano (~66 kDa). Útil para estudar coativação transcricional, processamento de RNA e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-PRMT4/CARM1-S228
Observações/Apelido	PRMT4; Fosfo-PRMT4/CARM1-S228
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10498
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86X55
Peso Proteico	66kDa
Envio	Em saco de gelo