


Anticorpo De Coelho Pab Fosfo-Rac1/2/3-S71 Para Wb, Elisa - P63000/P15153/P60763

Número do item: CM0001411



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Rac1/2/3-S71 validado para WB e ELISA. Detecta Rac1/2/3 fosforilado em S71 em humano e rato, 21 kDa. Essencial para estudar migração celular, adesão e atividade da NADPH oxidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb Fosfo-Rac1/2/3-S71
Observações/Apelido	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Fosfo-Rac1/2/3-S71
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5879/5880/5881
GeneID	5879/5880/5881
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S71 do RAC1 humano (NP_008839.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo