

Mab De Coelho Anti-Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Para Wb, Elisa - P60953 / P63000

Número do item: CM0001329



introdução

mAb de coelho anti-Phospho-Rac1/Cdc42-S71 projetado para WB e ELISA, detectando especificamente Rac1/Cdc42 fosforilado em amostras humanas. Ideal para pesquisa de vias de sinalização e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Observações/Alias	CDC42Hs; G25K; TKS; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Espécie	Humano
GeneID (humano)	998/5879
GeneID	998/5879
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor do S71 de Rac1/Cdc42 humano (P60953/P63000)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60953/P63000
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo