

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Raf1-S338 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04049

Número do item: CM0000994



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Raf1 fosforilada em Ser338 (Swiss-Prot: P04049). Validado para western blot, IHC-P e ELISA. Reage com Raf1 humana, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-Raf1-S338
Observações/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S338
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5894
GeneID	5894
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S338 da Fosfo-Raf1-S338 humana (NP_002871.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Transporte	Saco de gelo