

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Raptor-Ser792 Para Wb, Elisa - Q8N122

Número do item: CM0000746



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-Raptor-Ser792 validado para WB e ELISA. Detecta RPTOR humano, um componente regulador do complexo mTORC1 essencial para a detecção de nutrientes e vias de sinalização do crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Phospho-Raptor-Ser792 de coelho
Observações/Alias	KOG1; Mip1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57521
ID do Gene	57521
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N122
Peso da Proteína	149 kDa
Envio	Saco de gelo