


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Rb-S608 Para Wb, Elisa - P06400

Número do item: CM0000794



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-RB-S608 detecta RB1 fosforilada em Ser608 em amostras humanas. Validado para WB e ELISA, este anticorpo tem como alvo o regulador chave do ciclo celular e a supressora de tumores proteína do retinoblastoma. Ideal para pesquisa sobre câncer e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-RB-S608 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5925
ID do Gene	5925
Imunogénio	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S608 do RB humano (NP_000312.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de gelo