


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Rb-S795 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Número do item: CM0001527



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-RB-S795 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece RB1 humano, de camundongo e de rato fosforilado em Ser795. Ferramenta essencial para pesquisa de ciclo celular e supressor de tumor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-RB-S795 mAb de Coelho
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
Espécie	Humano
ID do Gene	5925
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S795 de RB humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco com gelo