


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Rb-S811 Para Wb, Elisa - P06400

Número do item: CM0000473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à RB humana fosforilada na serina 811, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa sobre regulação do ciclo celular, supressão tumoral e vias de sinalização E2F.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-RB-S811
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S811
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S811 da RB humana (NP_000312.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de gelo