


Anticorpo Policlonado De Coelho Phospho-Relb-S573 Para Wb E Elisa - Q01201

Número do item: CM0000618



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a RELB fosforilado na posição S573. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Útil para investigar a sinalização de NF-kB, função de células imunes e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-RELB-S573 Rabbit pAb
Observações/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
Espécie	Humano
GeneID	5971 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q01201
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo