


Phospho-Rpa2-S4/S8 Coelho Pab - P15927

Número do item: CM0001088



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à RPA2 fosforilada em S4/S8. Ideal para aplicações de WB e ELISA. Detecta RPA2 humana e reage cruzadamente com rato. Adequado para estudos de replicação de DNA e resposta a danos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-RPA2-S4/S8 Coelho pAb
Observações/Apelido	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-S4/S8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6118
ID do Gene	6118
Imunogênio	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S4 & S8 da RPA2 humana (NP_002937.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15927
Peso Proteico	29kDa
Remessa	Saco de gelo