


Mab De Coelho Phospho-Rpb1 Ctd-S2/S5 - P24928

Número do item: CM0001654



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à fosforilação de RNA polimerase II CTD Ser2/Ser5. Validado para WB, IP, ChIP, CUT&Tag e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho Phospho-Rpb1 CTD-S2/S5
Observações/Apelidos	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A-S2/S5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5430
GeneID	5430
Imunógeno	Um peptídeo fosfo-específico correspondente a resíduos ao redor de S2/S5 da POLR2A humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ChIP, CUT&Tag, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Envio	Bolsa de gelo